

Anti-MCP 1 兔多克隆抗体

K133597 -20°C



产品信息

蛋白质全称	C-C 基序趋化因子 2
别名	CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, MCP1, SCYA2, SMC-CF, C-C motif chemokine ligand 2, MCP-1, MCP1
免疫原	小鼠 MCP-1 重组蛋白
Uniprot ID	P10148
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 肺


背景

The chemokine (C-C motif) ligand 2 (CCL2) is also referred to as monocyte chemoattractant protein 1 (MCP1) and small inducible cytokine A2. CCL2 is a small cytokine that belongs to the CC chemokine family which is characterized by two adjacent cysteine residues. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 MCP 1 蛋白(货号 K133597).
 样品: 小鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 MCP 1 蛋白(货号 K133597).
 样品: 大鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603