

Anti-Glucose Transporter GLUT4 兔多克隆抗体

K133732 -20°C



产品信息

蛋白质全称	溶质载体家族 2(葡萄糖转运体成员 4)
别名	Glucose transporter type 4, insulin-responsive, GLUT-4, SLC2A4, GLUT4, solute carrier family 2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 GLUT-4 合成肽
Uniprot ID	P14142
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 400-1: 1600

阳性样品: 心, 骨骼肌


背景

GLUT4 is the facilitated glucose transporter expressed exclusively in adipocytes and muscle cells, and is also known as the "insulin-responsive" glucose transporter. GLUT4 translocates from an ill-defined intracellular compartment to the plasma membrane in response to insulin. The total cellular content of GLUT4 is significantly decreased in adipose cells from many patients with Type II diabetes mellitus, and animals with some types of experimental diabetes.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Glucose Transporter GLUT4 蛋白(货号 K133732).
 样品: 大鼠骨骼肌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 Glucose Transporter GLUT4 蛋白(货号 K133732)(红色).
 样品: 小鼠心, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603