

Anti-Bak 兔多克隆抗体

K133972 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Bcl-2 同源拮抗剂/杀手
别名	BAK, BAK1, BCL2L7, CDN1, Apoptosis Regulator Bak
免疫原	KLH 偶联的小鼠 BAK 合成肽
Uniprot ID	O08734
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	25 kDa / 25 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 心

背景

In the presence of an appropriate stimulus, accelerates programmed cell death by binding to, and antagonizing the anti-apoptotic action of BCL2 or its adenovirus homolog E1B 19k protein. Low micromolar levels of zinc ions inhibit the promotion of apoptosis.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Bak 蛋白(货号 K133972).

样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603