

Anti-Dnmt1 兔多克隆抗体

K133984 -20°C



产品信息

蛋白质全称	DNA(胞嘧啶-5)-甲基转移酶 1
别名	DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1, DNA methyltransferase 1, DNMT1, ADCADN, AIM, CXXC9, DNMT, HSN1E, MCMT, m.Hsal
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Dnmt1 合成肽
Uniprot ID	P13864
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：人
 稀释比：1: 500-1: 2000
 阳性样品：肾，肺癌


背景

Methylates CpG residues. Preferentially methylates hemimethylated DNA. Associates with DNA replication sites in S phase maintaining the methylation pattern in the newly synthesized strand, that is essential for epigenetic inheritance. Associates with chromatin during G2 and M phases to maintain DNA methylation independently of replication. It is responsible for maintaining methylation patterns established in development. DNA methylation is coordinated with methylation of histones. Mediates transcriptional repression by direct binding to HDAC2.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Dnmt1 蛋白(货号 K133984).
 样品: 人肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Dnmt1 蛋白(货号 K133984).
 样品: 人肺癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603