

Anti-MEF2C 兔多克隆抗体

K135079 -20°C



产品信息

蛋白质全称	肌细胞特异性增强因子 2C
别名	Myocyte enhancer factor 2C, Mef2c, MADS box transcription enhancer factor 2 polypeptide C, Myocyte enhancer factor 2C, MEF2C, C5DELq14.3, DEL5q14.3
免疫原	小鼠 MEF2C 重组蛋白
Uniprot ID	Q8CFN5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 250-1: 1500

阳性样品: 脑


背景

Transcription activator which binds specifically to the MEF2 element present in the regulatory regions of many muscle-specific genes. Controls cardiac morphogenesis and myogenesis, and is also involved in vascular development. Plays an essential role in hippocampal-dependent learning and memory by suppressing the number of excitatory synapses and thus regulating basal and evoked synaptic transmission. Crucial for normal neuronal development, distribution, and electrical activity in the neocortex.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 MEF2C 蛋白(货号 K135079).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 MEF2C 蛋白(货号 K135079)(红色).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603