

Anti-Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 兔多克隆抗体

K135127 -20°C


产品信息

蛋白质全称	促肾上腺皮质激素释放因子受体 2
别名	Crhr2, CRHR2, CRF-RB, CRF2, CRFR2, HM-CRF, corticotropin releasing hormone receptor 2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 合成肽
Uniprot ID	Q60748
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	48 kDa / 48 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：骨骼肌

背景

The protein encoded by the CRHR2 gene belongs to the G-protein coupled receptor 2 family, and the subfamily of corticotropin releasing hormone receptor. This receptor shows high affinity for corticotropin releasing hormone (CRH), and also binds CRH-related peptides such as urocortin. CRH is synthesized in the hypothalamus, and plays an important role in coordinating the endocrine, autonomic, and behavioral responses to stress and immune challenge.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Corticotropin Releasing Factor Receptor 2 蛋白(货号 K135127)。
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603