

Anti-TRAF3 兔多克隆抗体

K135166 -20°C



产品信息

蛋白质全称	TNF 受体相关因子 3
别名	TRAF3, Traf3, CAP-1, CAP1, CD40bp, CRAF1, IIAE5, LAP1, TNF receptor associated factor 3, RNF118
免疫原	小鼠 TRAF3 重组蛋白
Uniprot ID	Q60803
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 500-1: 3000

阳性样品: 肝炎, 脾


背景

TNF receptor-associated factor is a member of the TNF receptor associated factor (TRAF) protein family. TRAF proteins associate with, and mediate the signal transduction from, members of the TNF receptor (TNFR) superfamily. This protein participates in the signal transduction of CD40, a TNFR family member important for the activation of the immune response. This protein is found to be a critical component of the lymphotoxin-beta receptor (LTbetaR) signaling complex, which induces NF-kappaB activation and cell death initiated by LTbeta ligation.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 TRAF3 蛋白(货号 K135166).
 样品: 小鼠肝炎, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TRAF3 蛋白(货号 K135166).
 样品: 小鼠脾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603