

# Anti-Skp1 兔多克隆抗体

**K135259** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	S 期激酶相关蛋白 1
别名	Cyclin-A/CDK2-associated protein p19, S-phase kinase-associated protein 1A, p19A, p19skp1, Skp1, Skp1a, SKP 1A, TCEB1L, EMC19, OCP 2, OCP II
免疫原	小鼠 Skp1 重组蛋白
Uniprot ID	Q9WTX5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	19 kDa / 19 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：脑

## 背景

SKP1A is an F-box protein which functions as a substrate recognition component of the SCF ubiquitin ligase complex. It binds to cyclin F, S-phase kinase-associated protein 2, and other regulatory proteins involved in ubiquitin proteolysis through an F-box motif. SKP1A also collaborates with a network of proteins to control beta-catenin levels and affects the activity level of beta-catenin dependent TCF transcription factors. Studies have also characterized the protein as an RNA polymerase II elongation factor.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 Skp1 蛋白(货号 K135259).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3% 脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

**For Research Use Only!**

**Ver. No.: V1-202603**