

# Anti-Annexin-6/ANXA6 兔多克隆抗体

K135847 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	膜联蛋白 A6
别名	67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Chromobindin-20, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70, Anxa6, Anx6, Annexin-6
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Annexin-6 合成肽
Uniprot ID	P14824
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	76 kDa / 72 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：肾


## 背景

Annexin VI belongs to a family of calcium-dependent membrane and phospholipid binding proteins. It is characterised by a conserved core domain which binds to phospholipids in a Ca<sup>2+</sup> dependent manner and a unique amino terminal region which may confer binding specificity. The Annexin family has been implicated as regulators of such diverse processes as ion flux, endocytosis and exocytosis, and cellular adhesion. Annexin VI has been implicated in mediating the endosome aggregation and vesicle fusion in secreting epithelia during exocytosis.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 Annexin-6/ANXA6 蛋白(货号 K135847).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603