

Anti-Topoisomerase II alpha 兔多克隆抗体

K1333093 -20°C



产品信息

蛋白质全称	DNA 拓扑异构酶 2α
别名	DNA topoisomerase II, alpha isozyme, TOP2A, Top-2, Top2, Topoisomerase II alpha, Topoisomerase II, DNA topoisomerase 2-alpha
免疫原	小鼠 TOP2A 重组蛋白
Uniprot ID	Q01320
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 2000

阳性样品: 卵巢


背景

TOP2A, also named as TOP2, belongs to the type II topoisomerase family. Topoisomerase II makes double-strand breaks. TOP2 control the topological states of DNA by transient breakage and subsequent rejoining of DNA strands.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Topoisomerase II alpha 蛋白(货号 K1333093).
 样品: 大鼠卵巢, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 Topoisomerase II alpha 蛋白(货号 K1333093)(红色).
 样品: 小鼠卵巢, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603