

Anti-Chromogranin A 兔多克隆抗体

K1333948 -20°C


产品信息

蛋白质全称	嗜铬粒蛋白 A
别名	CgA, Chga, Chromogranin A parathyroid secretory protein 1, Chromogranin A precursor, Pancreastatin, Beta-granin, WE-14, Catestatin, GE-25, Serpinin-RRG, Serpinin
免疫原	小鼠 Chromogranin A 重组蛋白
Uniprot ID	P26339
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 1000-1: 4000

阳性样品: 脑, 结肠, 胃癌


背景

Chromogranin A is a member of the granin family of neuroendocrine secretory proteins. It is located in secretory vesicles of neurons and endocrine cells. Chromogranin A is the precursor to several functional peptides including vasostatin, pancreastatin, catestatin and parastatin. These peptides negatively modulate the neuroendocrine function of the releasing cell (autocrine) or nearby cells (paracrine).

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C 下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Chromogranin A 蛋白(货号 K1333948).
 样品: 人胃癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Chromogranin A 蛋白(货号 K1333948).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Chromogranin A 蛋白(货号 K1333948).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603