

# Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor alpha 7 兔多克隆抗体

K1334005 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	神经元乙酰胆碱受体α7 亚基
别名	Chrna7, Acra7, AChR, 7nAChR, alpha 7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor
免疫原	小鼠 CHRNA7 重组蛋白
Uniprot ID	P49582
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 4000

阳性样品：脑


## 背景

Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are cholinergic receptors that form ligand-gated ion channels that mediate fast signal transmission at synapses. CHRNA7 (neuronal acetylcholine receptor subunit alpha-7) forms a homo-oligomeric channel, displays marked permeability to calcium ions and is a major component of brain nicotinic receptors that are blocked by, and highly sensitive to, alpha-bungarotoxin.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 Nicotinic Acetylcholine Receptor alpha 7 蛋白(货号 K1334005).  
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Nicotinic Acetylcholine Receptor alpha 7 蛋白(货号 K1334005).  
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 2500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603