

Anti-Neurokinin A 兔多克隆抗体

K1334047 -20°C



产品信息

蛋白质全称	前速激肽原-1
别名	PPT, Tac1, Nka, Nkna, Tac2, Hs.2563, Neuromedin L, NK2, PPT, Protachykinin 1, Substance K Neuropeptide K, Substance P, tachykinin, precursor 1
免疫原	小鼠 Neurokinin A 重组蛋白
Uniprot ID	P41539
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 2000

阳性样品: 脑


背景

Achykinins are active peptides which excite neurons, evoke behavioral responses, are potent vasodilators and secretagogues, and contract (directly or indirectly) many smooth muscles. TAC1 is an abbreviation for protachykinin 1, a protein that is encoded by the TAC1 gene, which is responsible for 4 products of the tachykinin peptide hormone family: substance P, neurokinin A, and the related peptides, neuropeptide K and neuropeptide . Tachykinin peptides are important in the mediation of many physiological and pathological processes including inflammation, pain, migraine headache and allergy induced asthma.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Neurokinin A 蛋白(货号 K1334047).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Neurokinin A 蛋白(货号 K1334047).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603