

Anti-Arp3 兔多克隆抗体

K1334434 -20°C



产品信息

蛋白质全称	肌动蛋白相关蛋白 3
别名	Actin-like protein 3, Actr3, Arp3, ACTR3; ARP3 actin-related protein 3 homolog
免疫原	小鼠 Arp3 重组蛋白
Uniprot ID	Q99JY9
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	47 kDa / 47 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：海马区


背景

ARP3 (also known as ACTR3) is a major constituent of the ARP2/3 complex that is necessary for nucleating actin polymerization at filament branches. ATP-binding component of the Arp2/3 complex, a multiprotein complex that mediates actin polymerization upon stimulation by nucleation-promoting factor (NPF). The Arp2/3 complex mediates the formation of branched actin networks in the cytoplasm, providing the force for cell motility.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Arp3 蛋白(货号 K1334434).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603