

# Anti-CEBPZ 兔多克隆抗体

K1334494 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	CCAAT/增强子结合蛋白
别名	Cebpz, CBF, CBF2, CCAAT binding factor, CEBPZ, HSP CBF, NOC1
免疫原	小鼠 CEBPZ 重组蛋白
Uniprot ID	P53569
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	120 kDa / 145 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：睾丸


## 背景

The encoded protein plays a role in cellular response to environmental stimuli through a transcriptional process that involves heat shock factors, conserved DNA elements (heat shock elements or HSEs) and CCAAT boxes. The protein acts as a DNA-binding transcriptional activator and regulates the heat-shock protein 70 (HSP70) promoter in a CCAAT-dependent manner. The protein is also involved in cell growth and differentiation, particularly, hematopoietic differentiation. Methylation of the promoter of this gene or mutations within the gene may be correlated with occurrence of acute myeloid leukemia (AML).

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 CEBPZ 蛋白(货号 K1334494).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603