

Anti-MEOX 2 兔多克隆抗体

K1335052 -20°C



产品信息

蛋白质全称	同源框蛋白 MOX-2
别名	Mesenchyme homeobox 2, Meox2, Gax, Mox-2, Mox2, Growth arrest-specific homeobox
免疫原	小鼠 MEOX 2 重组蛋白
Uniprot ID	P32443
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 300-1: 1200

阳性样品：胎盘


背景

Mesodermal transcription factor that plays a key role in somitogenesis and is required for sclerotome development. Activates expression of CDKN1A and CDKN2A in endothelial cells, acting as a regulator of vascular cell proliferation. While it activates CDKN1A in a DNA-dependent manner, it activates CDKN2A in a DNA-independent manner. May have a regulatory role when quiescent vascular smooth muscle cells reenter the cell cycle.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 MEOX 2 蛋白(货号 K1335052).
 样品: 小鼠胎盘, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 MEOX 2 蛋白(货号 K1335052).
 样品: 大鼠胎盘, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603