

Anti-ZnT1 兔多克隆抗体

K1335262 -20°C



产品信息

蛋白质全称	锌转运体 1
别名	ZnT-1, Solute carrier family 30 member 1, Slc30a1, Znt1
免疫原	小鼠 ZnT1 重组蛋白
Uniprot ID	Q60738
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 400-1: 1300

阳性样品：结肠


背景

Zinc, an essential element required for cell proliferation and differentiation, plays a role in a diverse array of cellular functions, including acting as a cofactor for numerous enzymes and transcription factors and as a neuroregulator. The zinc transporter (ZnT) family regulates the supply of zinc within cells, and its members are characterized by containing six membrane-spanning domains, a large histidine-rich intracellular loop, and a C-terminal tail.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 ZnT1 蛋白(货号 K1335262).
 样品: 小鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-visualization 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IF 检测 ZnT1 蛋白(货号 K1335262)(红色).
 样品: 大鼠结肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603