

Anti-TWEAK 兔多克隆抗体

K1335316 -20°C



产品信息

蛋白质全称	肿瘤坏死因子配体超家族成员 12
别名	TNF-related weak inducer of apoptosis, TWEAK, Tnfsf12, APO3 ligand, DR3LG, TNFSF12 protein, APO3/DR3 ligand
免疫原	小鼠 TWEAK 重组蛋白
Uniprot ID	O54907
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 500-1: 2000

阳性样品: 脑


背景

TNF-related weak inducer of apoptosis (TWEAK) is a member of the tumor necrosis factor superfamily (TNFSF) of structurally related cytokines. Like most other members of this family, TWEAK is a cell surface-associated type II transmembrane protein although a smaller, biologically active form can also be generated by cleavage near the cell membrane. TWEAK has multiple biological activities, including stimulation of cell growth and angiogenesis, induction of inflammatory cytokines, in addition to stimulation of apoptosis.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 TWEAK 蛋白(货号 K1335316).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TWEAK 蛋白(货号 K1335316).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型(货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603