

Anti-mTOR 兔多克隆抗体

K1335517 -20°C


产品信息

蛋白质全称	丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶 mTOR
别名	FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, Mammalian target of rapamycin, Rapamycin target protein 1, FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1, mTOR
免疫原	KLH 偶联的人 mTOR 合成肽
Uniprot ID	P42345
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质, 细胞核
预测分子量 / 观测分子量	289 kDa / 289 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 200-1: 600
 阳性样品: 脑


背景

MTOR, also named as FRAP1, FRAP, FRAP2 and RAPT1, belongs to the PI3/PI4-kinase family. MTOR is a Ser/Thr protein kinase that functions as an ATP and amino acid sensor to balance nutrient availability and cell growth. MTOR is kinase subunit of both mTORC1 and mTORC2, which regulate cell growth and survival in response to nutrient and hormonal signals. MTOR has a calculated molecular mass of 289 kDa, and always can be detected at about 250 kDa due to some modifications.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 mTOR 蛋白(货号 K1335517).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 mTOR 蛋白(货号 K1335517).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603