

Anti-Sp7/Osterix 兔多克隆抗体

K1335700 -20°C



产品信息

蛋白质全称	转录因子 Sp7
别名	C22, Zinc finger protein osterix, Sp7, Osx, Osterix, Sp7 transcription factor
免疫原	小鼠 Sp7 重组蛋白
Uniprot ID	Q8VI67
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 200-1: 1000

阳性样品：胚胎


背景

This gene encodes a member of the Sp subfamily of Sp/XKLF transcription factors. Sp family proteins are sequence-specific DNA-binding proteins characterized by an amino-terminal trans-activation domain and three carboxy-terminal zinc finger motifs. This protein is a bone specific transcription factor and is required for osteoblast differentiation and bone formation.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Sp7/Osterix 蛋白(货号 K1335700).
 样品: 小鼠胚胎, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Sp7/Osterix 蛋白(货号 K1335700).
 样品: 大鼠胚胎, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 600 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603