

Anti-NOTCH3 兔多克隆抗体

K1336105 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Notch 同源蛋白 3
别名	Notch 3, NOTCH3, Notch 3 extracellular truncation, Notch 3 intracellular domain, CADASIL, CASIL, Notch homolog 3, IMF2, LMNS
免疫原	小鼠 NOTCH3 重组蛋白
Uniprot ID	Q61982
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1500

阳性样品: 脑

背景

NOTCH3 belongs to the NOTCH family. It functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2 and Delta1 to regulate cell-fate determination. Upon ligand activation through the released notch intracellular domain (NICD) it forms a transcriptional activator complex with RBP-J kappa and activates genes of the enhancer of split locus. NOTCH3 affects the implementation of differentiation, proliferation and apoptotic programs. Defects in NOTCH3 are the cause of cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL).

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Notch3 蛋白(货号 K1336105).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Notch3 蛋白(货号 K1336105).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603