

Anti-Cholecystokinin 兔多克隆抗体

K1336489 -20°C


产品信息

蛋白质全称	胆囊收缩素
别名	CCK, CCK33, CCK12, CCK8, Cholecystokinin-5, CCK39, CCK25
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Cholecystokinin 合成肽
Uniprot ID	P09240
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 1500-1: 4000

阳性样品：十二指肠


背景

This gene encodes a member of the gastrin/cholecystokinin family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate multiple protein products, including the peptide hormones cholecystokinin-8, -12, -33, and others. The encoded peptides have been shown to regulate gastric acid secretion and food intake. A sulfated form of cholecystokinin-8 may modulate neuronal activity in the brain. Alternative splicing results in multiple transcript variants.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Cholecystokinin 蛋白(货号 K1336489).
 样品: 小鼠十二指肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Cholecystokinin 蛋白(货号 K1336489).
 样品: 小鼠十二指肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 2800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603