

Anti-Solute carrier family 22 member 5 兔多克隆抗体

K1336510 -20°C



产品信息

蛋白质全称	溶质载体家族 22 成员 5
别名	High-affinity sodium-dependent carnitine cotransporter, Organic cation/carnitine transporter 2, Slc22a5, Octn2
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Slc22a5 合成肽
Uniprot ID	Q9Z0E8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 900-1: 1800

阳性样品：肾


背景

Polyspecific organic cation transporters in the liver, kidney, intestine, and other organs are critical for elimination of many endogenous small organic cations as well as a wide array of drugs and environmental toxins. The encoded protein is a plasma integral membrane protein which functions both as an organic cation transporter and as a sodium-dependent high affinity carnitine transporter. The encoded protein is involved in the active cellular uptake of carnitine.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Solute carrier family 22 member 5 蛋白(货号 K1336510).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Solute carrier family 22 member 5 蛋白(货号 K1336510).
 样品: 大鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 1400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603