

# Anti-ARHGAP18 兔多克隆抗体

**K1337038** -20°C


## 产品信息

蛋白质全称	Rho GTP 酶激活蛋白 18
别名	Rho-type GTPase-activating protein 18, Arhgap18, MacGAP, SENEX
免疫原	小鼠 ARHGAP18 重组蛋白
Uniprot ID	Q8K0Q5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞质
预测分子量 / 观测分子量	75 kDa / 75 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 600-1: 1200  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 700-1: 1400  
 阳性样品: 肺, 小肠


## 背景

Rho GTPase activating protein that suppresses F-actin polymerization by inhibiting Rho. Rho GTPase activating proteins act by converting Rho-type GTPases to an inactive GDP-bound state. Plays a key role in tissue tension and 3D tissue shape by regulating cortical actomyosin network formation. Acts downstream of YAP1 and inhibits actin polymerization, which in turn reduces nuclear localization of YAP1. Regulates cell shape, spreading, and migration.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IF 检测 ARHGAP18 蛋白(货号 K1337038)(红色)。  
 样品: 小鼠肺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。  
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。  
 一抗: 1: 1100 稀释, 4°C 孵育过夜。  
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 ARHGAP18 蛋白(货号 K1337038)(红色)。  
 样品: 大鼠小肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。  
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。  
 一抗: 1: 1100 稀释, 4°C 孵育过夜。  
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

**For Research Use Only!**
**Ver. No.: V1-202603**