

Anti-Sortilin/NT3 兔多克隆抗体

K1337584 -20°C



产品信息

蛋白质全称	分拣蛋白
别名	Neurotensin receptor 3, NTR3, mNTR3, Sort1, Gp95, LDLCQ6, Sortilin 1, 100 kDa NT receptor
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Sortilin/NT3 合成肽
Uniprot ID	Q6PHU5, O54861
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞膜, 细胞质

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 800-1: 1600

阳性样品: 脑


背景

Sortilin 1 (SORT1), is a trans-Golgi network (TGN) transmembrane protein and is a member of the Vps10p domain receptor family. SORT1 binds a number of unrelated ligands that participate in a wide range of cellular processes. It functions as a sorting receptor in the Golgi compartment and as a clearance receptor on the cell surface.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 Sortilin/NT3 蛋白(货号 K1337584)(红色)。
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1200 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 Sortilin/NT3 蛋白(货号 K1337584)(红色)。
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1200 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603