

Anti-HRPT2/Parafibromin 兔多克隆抗体

K1337587 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Parafibromin 蛋白
别名	Cell division cycle protein 73 homolog, Hyperparathyroidism 2 protein homolog, Cdc73, C1orf28, FIHP, HYX, HRPT1, HRPT2, HPT JT
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Parafibromin 合成肽
Uniprot ID	Q8JZM7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 600-1: 2000

阳性样品: 脑, 睾丸


背景

Parafibromin is a product of the hyperparathyroidism-jaw tumor syndrome gene HRPT2/CDC73, a putative tumor suppressor gene recently implicated in the autosomal dominant hyperparathyroidism-jaw tumor familial cancer syndrome, sporadic parathyroid cancer, and a minority of families with isolated hyperparathyroidism. Defects in CDC73 are causes of hyperparathyroidism type 1 (HRPT1) and hyperparathyroidism type 2 (HRPT2) as well as parathyroid carcinoma (PRTC).


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 HRPT2/Parafibromin 蛋白(货号 K1337587)(红色)
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 HRPT2/Parafibromin 蛋白(货号 K1337587)(红色)
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1300 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603