

Anti-Slc6a6/Taut 兔多克隆抗体

K1337605 -20°C



产品信息

蛋白质全称	钠氯依赖性牛磺酸转运体
别名	Solute carrier family 6 member 6, Slc6a6, Taut
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Slc6a6/Taut 合成肽
Uniprot ID	O35316
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：大鼠

稀释比：1: 300-1: 1000

阳性样品：肾，脾


背景

Sodium-dependent taurine and beta-alanine transporter. Chloride ions are necessary for optimal uptake.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 Slc6a6/Taut 蛋白(货号 K1337605)(红色)。
 样品：大鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 700 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 Slc6a6/Taut 蛋白(货号 K1337605)(红色)。
 样品：大鼠脾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 700 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603