

Anti-DGKI 兔多克隆抗体

K1337773 -20°C



产品信息

蛋白质全称	二酰甘油激酶
别名	DAG kinase iota, Dgki, DGKiota, Diglyceride kinase iota
免疫原	小鼠 DGKI 重组蛋白
Uniprot ID	D3YWQ0
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 600-1: 3000

阳性样品: 肾上腺, 心


背景

This gene is a member of the type IV diacylglycerol kinase subfamily. Diacylglycerol kinases regulate the intracellular concentration of diacylglycerol through its phosphorylation, producing phosphatidic acid. The specific role of the enzyme encoded by this gene is undetermined, however, it may play a crucial role in the production of phosphatidic acid in the retina or in recessive forms of retinal degeneration.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 DGKI 蛋白(货号 K1337773)(红色)。
 样品: 小鼠肾上腺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 DGKI 蛋白(货号 K1337773)(红色)。
 样品: 大鼠心, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603