

Anti-GFI1 兔多克隆抗体

K1338034 -20°C



产品信息

蛋白质全称	锌指蛋白 Gfi-1
别名	Growth factor independent protein 1, Zinc finger protein 163, GFI1, ZNF163
免疫原	人 GFI1 重组蛋白
Uniprot ID	Q99684
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	45 kDa / 50 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：肾，肺


背景

Growth factor independent 1 (Gfi-1) is a transcriptional repressor that specifically binds to the DNA consensus sequence TAAATCAC(A/T)GCA. The carboxy-terminus of Gfi-1 contains six C2H2-type zinc finger motifs, and zinc fingers 3, 4 and 5 are required for the binding of Gfi-1 to its DNA binding site. Gfi-1 also contains a 20 amino acid SNAG domain which mediates transcriptional repression. It represses Bax at the mRNA and protein levels, resulting in the inhibition of cell death. Gfi1 is expressed outside the lymphoid system in granulocytes and activated macrophages.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GFI1 蛋白(货号 K1338034).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603