

Anti-IRX1 兔多克隆抗体

K1338091 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Iroquois 类同源盒蛋白 IRX-1
别名	Homeodomain protein IRXA1, Iroquois homeobox protein 1, Irx1, Irxa1
免疫原	小鼠 IRX1 重组蛋白
Uniprot ID	P81068
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 2200-1: 4400

阳性样品：脑


背景

IRX1 is a member of the Iroquois homeobox gene family. The genes from this family have multiple roles in vertebrate development. The gene encoding IRX1 is expressed in the brain, lung and gut during specific stages of mouse development.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 IRX1 蛋白(货号 K1338091).
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 IRX1 蛋白(货号 K1338091).
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603