

# Anti-TOX 兔多克隆抗体

**K1338361** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	胸腺细胞选择相关高迁移率族蛋白 TOX
别名	Thymus high mobility group box protein TOX, Tox, TOX1, KIAA0808
免疫原	小鼠 TOX 重组蛋白
Uniprot ID	Q66JW3
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠

稀释比：1: 2000-1: 4000

阳性样品：胸腺


## 背景

The protein encoded by this gene contains a HMG box DNA binding domain. HMG boxes are found in many eukaryotic proteins involved in chromatin assembly, transcription and replication. This protein may function to regulate T-cell development.


## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 TOX 蛋白(货号 K1338361).  
 样品: 小鼠胸腺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TOX 蛋白(货号 K1338361).  
 样品: 小鼠胸腺, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

**For Research Use Only!**

**Ver. No.: V1-202603**