

Anti-TULP4 兔多克隆抗体

K1339030 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Tubby 相关蛋白 4
别名	Tubby superfamily protein, Tubby-like protein 4, Tulp4, Tusp, TUBL4, KIAA1397
免疫原	小鼠 TULP4 重组蛋白
Uniprot ID	Q9JIL5
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	170 kDa / 170 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：睾丸

背景

TULP4, also named as KIAA1397, TUBL4 and TUSP, belongs to the TUB family. It may be a substrate-recognition component of a SCF-like ECS (Elongin-Cullin-SOCS-box protein) E3 ubiquitin ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins. This antibody is specific to TULP4.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TULP4 蛋白(货号 K1339030).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603