

Anti-FMRP 兔多克隆抗体

K1339267 -20°C



产品信息

蛋白质全称	FMRP 蛋白
别名	Fragile X mental retardation protein 1 homolog, FMRP, Protein FMR-1, mFmr1p, Fmr1, Fmr-1, FRAXA, POF, POF1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 FMRP 合成肽
Uniprot ID	P35922
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 600-1: 1200

阳性样品: 脑


背景

The selective RNA-binding protein FMRP forms a messenger ribonucleoprotein complex that associates with polyribosomes, implicating in regulation of translation. FMR1 is a component of the CYFIP1-EIF4E-FMR1 complex which binds to and represses the mRNA. It also has a role in the transport of mRNA from the nucleus to the cytoplasm. FMR1 exists several isoforms and the molecular weight of FMR1 is about 59-72 kDa.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 FMRP 蛋白(货号 K1339267)(红色)。
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 FMRP 蛋白(货号 K1339267)(红色)。
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 900 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603