

Anti-Pip4k2 beta 兔多克隆抗体

K1339555 -20°C



产品信息

蛋白质全称	磷脂酰肌醇 5-磷酸 4-激酶 2β
别名	PI(5)P 4 kinase type II beta, PI5P4KB, PIP4K2B, PIP4KII beta, PIP5K2B, PIP5KIIB, PIP5KIIBeta, Diphosphoinositide kinase 2-beta, 1-phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase 2-beta
免疫原	小鼠 Pip4k2b 重组蛋白
Uniprot ID	Q80XI4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 细胞质, 细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠

稀释比: 1: 3000-1: 6000

阳性样品: 肾


背景

PIP4K2B, also named as PIP5K2B, participates in the biosynthesis of phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. PIP4K2B has a homodimer. It binds TNFRSF1A(24/32/50kd).


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Pip4k2 beta 蛋白(货号 K1339555).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 4500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Pip4k2 beta 蛋白(货号 K1339555).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 4500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603