

# Anti-TDG 兔多克隆抗体

**K1339558** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	G/T 错配特异性胸腺嘧啶 DNA 糖基化酶
别名	TDG, thymine DNA glycosylase, C-JUN leucine zipper interactive protein JZA-3, JZA 3, Jza1, EC 3.2.2.29
免疫原	小鼠 TDG 重组蛋白
Uniprot ID	P56581
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核
预测分子量 / 观测分子量	47 kDa / 47/60 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人  
 稀释比: 1: 500-1: 1000  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 6000-1: 12000  
 阳性样品: 脑


## 背景

TDG belongs to the TDG/mug DNA glycosylase family. TDG corrects G/T mispairs to G/C pairs. It is capable of hydrolyzing the carbon-nitrogen bond between the sugar-phosphate backbone of the DNA and a mispaired thymine. In addition to the G/T, it can remove thymine also from C/T and T/T mispairs in the order G/T >> C/T > T/T. It has no detectable activity on apyrimidinic sites and does not catalyze the removal of thymine from A/T pairs or from single-stranded DNA.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 TDG 蛋白(货号 K1339558).  
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 9000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 TDG 蛋白(货号 K1339558).  
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 9000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603