

# Anti-PGK2 兔多克隆抗体

K1339786 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	磷酸甘油酸激酶 2
别名	PGK 2, PGK2, PGKB, PGKPS, testis specific, Phosphoglycerate kinase autosomal pseudogene
免疫原	小鼠 PGK2 重组蛋白
Uniprot ID	P09041
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	45 kDa / 45 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 睾丸


## 背景

PGK2, phosphoglycerate kinase 2, which belongs to phosphoglycerate kinase superfamily. It catalyzes the first ATP-generating step in the central metabolic pathway of glycolysis, converting 1,3-bisphosphoglycerate and ADP to 3-phosphoglycerate and ATP.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 PGK2 蛋白(货号 K1339786).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603