

# Anti-Uroplakin Ia 兔多克隆抗体

K1339864 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	尿路斑块蛋白 1a
别名	Tetraspanin 21, Tspan 21, TSPAN21, UP1A, UPIA, UPK1A, UPKA, uroplakin 1A, Uroplakin Ia
免疫原	小鼠 Uroplakin Ia 重组蛋白
Uniprot ID	Q9D132
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜
预测分子量 / 观测分子量	29 kDa / 29 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 大鼠  
 稀释比: 1: 300-1: 600  
 阳性样品:

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠  
 稀释比: 1: 2000-1: 4000  
 阳性样品: 膀胱


## 背景

Uroplakins are a group of urothelial differentiation-related membrane proteins. They are components of the asymmetric unit membrane (AUM), which forms the apical plaques of mammalian urothelium and is believed to play a role in strengthening the urothelial apical surface thus preventing the cells from rupturing during bladder distention. Uroplakin-1a (UPK1A) belongs to the tetraspanin (TM4SF) family. UPK1A plays an important role in normal bladder epithelial physiology, possibly in regulating membrane permeability of superficial umbrella cells or in stabilizing the apical membrane.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 Uroplakin Ia 蛋白(货号 K1339864).  
 样品: 小鼠膀胱, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Uroplakin Ia 蛋白(货号 K1339864).  
 样品: 大鼠膀胱, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603