

# Anti-PDGFR 兔多克隆抗体

K1339981 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	血小板衍生长因子受体样蛋白
别名	PDGFR like protein, PDGFRL, PDGRL, PRLTS, PDGF receptor beta like tumor suppressor
免疫原	KLH 偶联的小鼠 PDGFRL 合成肽
Uniprot ID	Q6PE55
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	42 kDa / 42 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 300-1: 600

阳性样品：肺

## 背景

This gene encodes a protein with significant sequence similarity to the ligand binding domain of platelet-derived growth factor receptor beta. Mutations in this gene, or deletion of a chromosomal segment containing this gene, are associated with sporadic hepatocellular carcinomas, colorectal cancers, and non-small cell lung cancers. This suggests this gene product may function as a tumor suppressor.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 PDGFRL 蛋白(货号 K1339981).

样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。  
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。  
 一抗：1: 500 稀释，4°C 孵育过夜。  
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

WB 检测 PDGFRL 蛋白(货号 K1339981).

样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。  
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。  
 一抗：1: 500 稀释，4°C 孵育过夜。  
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603