

Anti-HOXB9 兔多克隆抗体

K1340404 -20°C



产品信息

蛋白质全称	同源盒蛋白 Hox-B9
别名	Homeobox protein Hox-2.5, Hoxb9, Hox-2.5, Hoxb-9, HOX2, HOX2E, Homeo box 2E, Homeo box B9
免疫原	KLH 偶联的小鼠 HOXB9 合成肽
Uniprot ID	P20615
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种：小鼠

稀释比：1: 4000-1: 8000

阳性样品：乳鼠脑


背景

Sequence-specific transcription factor which is part of a developmental regulatory system that provides cells with specific positional identities on the anterior-posterior axis.


储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 HOXB9 蛋白(货号 K1340404).
 样品: 小鼠乳鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 6000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 HOXB9 蛋白(货号 K1340404).
 样品: 小鼠乳鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 6000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603