

Anti-PDK3 兔多克隆抗体

K1340455 -20°C



产品信息

蛋白质全称	线粒体丙酮酸脱氢酶激酶同工酶 3
别名	Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 3, Pdk3, CMTX6, GS1-358P8.4
免疫原	小鼠 PDK3 重组蛋白
Uniprot ID	Q922H2
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体
预测分子量 / 观测分子量	48 kDa / 45 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 2000-1: 4000
 阳性样品: 心


背景

PDK3([Pyruvate dehydrogenase [lipoamide]] kinase isozyme 3, mitochondrial) is also named as PDHK3 and belongs to the PDK/BCKDK protein kinase family. It inhibits pyruvate dehydrogenase activity by phosphorylation of the E1 subunit PDHA1, and thereby regulates glucose metabolism and aerobic respiration. It has 2 isoforms produced by alternative splicing with the molecular weight of 47 and 48 kDa. This protein can exist as a dimer with the molecular weight of 90 kDa.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 PDK3 蛋白(货号 K1340455).
 样品: 小鼠心, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 PDK3 蛋白(货号 K1340455).
 样品: 大鼠心, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603