

Anti-Unrip 兔多克隆抗体

K1340557 -20°C



产品信息

| | |
|---------------|--|
| 蛋白质全称 | 丝/苏氨酸激酶受体关联蛋白 |
| 别名 | MAP activator with WD repeats, MAWD, PTWD, STRAP, UNR interacting protein, UNRIP, WD 40 repeat protein PT-WD |
| 免疫原 | 小鼠 Unrip 重组蛋白 |
| Uniprot ID | Q9Z1Z2 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量 / 观测分子量 | 38 kDa / 38 kDa |

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 800

阳性样品: 睾丸


背景

STRAP (Serine-threonine kinase receptor-associated protein), also known as MAWD, is a ubiquitous WD40 domain protein, common function of which is to provide a suitable scaffold for coordinating multiprotein complex assemblies and thus, regulate a variety of cellular processes like signal transduction, transcriptional regulation, programmed cell death and so on. STRAP plays a role in the cellular distribution of the SMN complex, which is essential for spliceosomal snRNP assembly in the cytoplasm.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Unrip 蛋白(货号 K1340557).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603