

Anti-Acyl-CoA Thioesterase 9 兔多克隆抗体

K1340566 -20°C



产品信息

蛋白质全称	酰基辅酶 A 硫酯酶 9 (线粒体)
别名	ACATE2, ACOT9, Acyl CoA thioester hydrolase 9, acyl CoA thioesterase 9, CGI 16, MT-ACT48.1, MTE-2, Protein U8, p48
免疫原	小鼠 Acyl-CoA Thioesterase 9 重组蛋白
Uniprot ID	Q9R0X4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠
 稀释比: 1: 2000-1: 4000
 阳性样品: 肾

ICC/IF 免疫细胞化学/免疫荧光

物种: 小鼠
 稀释比: 1: 50-1: 200
 阳性样品:


背景

ACOT9 (Acyl-coenzyme A thioesterase 9) is a member of the acyl-CoA thioesterase superfamily, which is a group of enzymes that catalyze the hydrolysis of acyl-CoAs to the free fatty acid and coenzyme A (CoASH), providing the potential to regulate intracellular levels of acyl-CoAs, free fatty acids and CoASH. ACOT9 has 4 isoforms with the molecular mass of 43-50 kDa.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Acyl-CoA Thioesterase 9 蛋白(货号 K1340566).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 Acyl-CoA Thioesterase 9 蛋白(货号 K1340566).
 样品: 小鼠肾, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 3000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603