

Anti-DDT 兔多克隆抗体

K1340710 -20°C



产品信息

蛋白质全称	D-多巴色素互变异构酶
别名	D-dopachrome tautomerase, DDCT, DDT, Phenylpyruvate tautomerase II
免疫原	小鼠 DDT 重组蛋白
Uniprot ID	O35215
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	13 kDa / 13 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 300-1: 1000

阳性样品：肝，脑


背景

Tautomerization of D-dopachrome with decarboxylation to give 5,6-dihydroxyindole (DHI).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 DDT 蛋白(货号 K1340710).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603