

Anti-VPS37A/HCRP1 兔多克隆抗体

K1340779 -20°C



产品信息

蛋白质全称	液泡分选关联蛋白 37A
别名	ESCRT I complex subunit VPS37A, HCRP1, hVps37A, PQBP2, VPS37A, vacuolar protein sorting 37A, hepatocellular carcinoma related protein 1, polyglutamine binding protein 2
免疫原	小鼠 VPS37A/HCRP1 重组蛋白
Uniprot ID	Q8CHS8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	44 kDa / 44 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：睾丸


背景

VPS37A, also named as HCRP1, belongs to the VPS37 family. It is a regulator of vesicular trafficking process. VPS37A is a member of the endosomal sorting complex required for transport (ESCRT) system, in upper motor neuron disease. ESCRT has been shown to play a central role in intracellular trafficking, in the maturation of multivesicular bodies and the sorting of ubiquitinated membrane proteins into internal luminal vesicles.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 VPS37A/HCRP1 蛋白(货号 K1340779).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603