

Anti-Rab9 兔多克隆抗体

K1340860 -20°C



产品信息

蛋白质全称	Ras 相关蛋白 Rab-9A
别名	RAB9, RAB9A, Sid99, Sid6061p, RAB9 member RAS oncogene family, DmRab9
免疫原	小鼠 Rab9 重组蛋白
Uniprot ID	Q9R0M6
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	23 kDa / 23 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 2000

阳性样品：肝


背景

RAB9A belongs to the small GTPase superfamily, the members of which play an important role in regulating vesicular trafficking and reside in specific intracellular compartments. RAB9A has been localized to components of the endocytic/exocytic pathway and has been implicated in recycling of membrane receptors, such as mannose 6-phosphate receptor, from early endosomes to the trans Golgi network.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Rab9 蛋白(货号 K1340860).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，室温孵育 1 小时.
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603