

Anti-POM121 兔多克隆抗体

K1341052 -20°C



产品信息

蛋白质全称	核孔膜蛋白 POM121
别名	KIAA0618, Nucleoporin Nup121, NUP121, POM121, POM121A, Pore membrane protein of 121 kDa
免疫原	KLH 偶联的小鼠 POM121 合成肽
Uniprot ID	Q8K3Z9
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 内质网
预测分子量 / 观测分子量	121 kDa / 121 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人
 稀释比: 1: 300-1: 600
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 200-1: 400
 阳性样品: 宫颈鳞状细胞癌群, 喉癌


背景

Essential component of the nuclear pore complex (NPC). The repeat-containing domain may be involved in anchoring components of the pore complex to the pore membrane. When overexpressed in cells induces the formation of cytoplasmic annulate lamellae .


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 POM121 蛋白(货号 K1341052).
 样品: 人宫颈鳞状细胞癌群, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 POM121 蛋白(货号 K1341052).
 样品: 人喉癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603