

Anti-Aconitase 2 兔多克隆抗体

K1341496 -20°C



产品信息

蛋白质全称	线粒体乌头酸水合酶
别名	ACO2, Aconitase, aconitase 2, ACONM, Citrate hydrolyase
免疫原	KLH 偶联的小鼠 ACO2 合成肽
Uniprot ID	Q99K10
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	线粒体
预测分子量 / 观测分子量	85 kDa / 95 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 1000-1: 3000
 阳性样品: 肺

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 300-1: 1000
 阳性样品: 心

背景

ACO2(aconitate hydratase, mitochondrial) is also named as citrate hydro-lyase and belongs to the aconitase/IPM isomerase family. It plays a key function in cellular energy production, and loss of its activity has a major impact on cellular and organismal survival. Western blot shows two bands of 83 kDa and 40 kDa. The 40 kDa fragment decreases with age and oxidative stress, whereas other fragmentation products with molecular weights between 40 and 83 kDa increased with age and MnSOD(mitochondrial manganese superoxide dismutase) deficiency. Defects in ACO2 are the cause of infantile cerebellar-retinal degeneration (ICRD).


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


图像



WB 检测 Aconitase 2 蛋白(货号 K1341496).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.



IF 检测 Aconitase 2 蛋白(货号 K1341496)(红色).
 样品: 小鼠心, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 700 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.



IF 检测 Aconitase 2 蛋白(货号 K1341496)(红色).
 样品: 大鼠心, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: Tris-EDTA 抗原修复液(pH 9.0) (KSG1203), 98°C, 20 分钟.
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟.
 一抗: 1: 700 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB63909), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603