

# Anti-S100 beta 兔多克隆抗体

K1341652 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	S100 钙结合蛋白 B
别名	NEF, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100, S100 Beta, S100 calcium binding protein B, S100B, S100beta, S100-B, S100β
免疫原	人 S100 S100 beta 重组蛋白
Uniprot ID	P04271
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核, 细胞质, 分泌型

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 脑, 神经胶质瘤


## 背景

S100B is glial-specific and is expressed primarily by astrocytes, but not all astrocytes express S100B. It has been shown that S100B is only expressed by a subtype of mature astrocytes that ensheath blood vessels and by NG2-expressing cells. This protein may function in neurite extension, proliferation of melanoma cells, stimulation of Ca<sup>2+</sup> fluxes, inhibition of PKC-mediated phosphorylation, astrocytosis and axonal proliferation, and inhibition of microtubule assembly.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。


## 图像



IHC 检测 S100 beta 蛋白(货号 K1341652).  
 样品: 人神经胶质瘤, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 S100 beta 蛋白(货号 K1341652).  
 样品: 小鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 S100 beta 蛋白(货号 K1341652).  
 样品: 大鼠脑, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.  
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603