

Anti-TXNDC4 兔多克隆抗体

K1341733 -20°C



产品信息

蛋白质全称	内质网驻留蛋白 44
别名	ER protein 44, ERP44, KIAA0573, PDIA10, TXNDC4
免疫原	KLH 偶联的小鼠 TXNDC4 合成肽
Uniprot ID	Q9D1Q6
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	47 kDa / 47 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1500

阳性样品：肾，胃


背景

This gene encodes a member of the protein disulfide isomerase (PDI) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins. It has an inferred N-terminal signal peptide, a catalytically active thio redoxin (TRX) domain, two TRX-like domains and a C-terminal ER-retention sequence. This protein functions as a pH-regulated chaperone of the secretory pathway and likely plays a role in protein quality control at the endoplasmic reticulum - Golgi interface.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TXNDC4 蛋白(货号 K1341733).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603