

Anti-GAL3ST3 兔多克隆抗体

K1341985 -20°C


产品信息

蛋白质全称	半乳糖-3-O-磺基转移酶 3
别名	GAL3ST 3, GAL3ST3
免疫原	小鼠 GAL3ST3 重组蛋白
Uniprot ID	P61315
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	49 kDa / 55 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：海马区

背景

Transfers a sulfate to position 3 of non-reducing beta-galactosyl residues in N-glycans and core2-branched O-glycans. Has high activity towards Gal-beta-1,4-GlcNAc, Gal-beta-1,4(Fuc-alpha-1,3)GlcNAc and lower activity towards Gal-beta-1,3(Fuc-alpha-1,4)GlcNAc (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 GAL3ST3 蛋白(货号 K1341985).
 样品：经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质。
 封闭：3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液，
 室温孵育 1 小时。
 一抗：1: 500 稀释，4°C 孵育过夜。
 二抗：HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释，室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603